

CMD 80 Detergent

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**1.1 Identificação do produto**

Identidade do produto: Mistura
Nome comercial: CMD 80 Detergent
Nro. CAS: -
Nro. EC: -
Código do produto: 1009676 / 1009709

1.2 Usos pertinentes identificados da substância ou da mistura e usos desaconselhados

Uso recomendado: Produto para diagnóstico *in vitro*. Limpeza de sondas, misturadores e cubetas de analisadores automáticos
Restrições de uso: Reservado unicamente para uso profissional. Não utilizar para fins distintos aos declarados pelo fabricante.

1.3 Identificação da companhia

Empresa: LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
Endereço: Estrada do Capão Bonito, 489 – Jd. Maria de Lourdes; Guarulhos/SP - Brasil
Telefone: +55 11 2480-0529
Endereço eletrônico: qualidade@laborlab.com.br
Página web: www.laborlab.com.br

1.4 Contato de emergência:

Telefone de emergência: + 55 (11) 2480-0529
Centro de Intoxicações: 0800-722-6001 (Brasil)

Horário: 08 - 17h (GMT-3)
Horário: 24 horas

SEÇÃO 2: Identificação do perigo ou os perigos**2.1.1 Classificação da substância ou mistura de acordo com a Regulamentação No. 1272/2008 (CLP) da Comunidade Europeia**

Riscos físicos: Corrosivo para metais - Categoria 1
Riscos para a saúde: Irritante cutâneo – Categoria 1A
Irritante ocular – Categoria 1
Riscos para o meio ambiente: Não reúne os critérios de classificação

2.2 Elementos do rótulo**2.2.1 Pictogramas****2.2.2 Palavra de advertência**

Perigo

2.2.3 Indicações de perigo

H314: Causa queimaduras graves nos olhos e pele.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H290: Pode ser corrosivo para os metais

2.2.4 Declarações de precauçãoPrevenção:

P260: Não respirar o pó/a fumaça/o gás/a névoa/os vapores/o aerossol.
P264: Lavar as mãos conscienciosamente após o manuseio.

CMD 80 Detergent

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

- P280: Use luvas de proteção/roupas/óculos/máscara.
P234: Conservar unicamente no recipiente original.
Resposta:
P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provoque vômitos.
P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Remova imediatamente as roupas contaminadas. Lave a pele com água ou tome banho.
P363: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.
P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Transportar a vítima para fora e mantê-la em repouso em posição confortável para respirar.
P310: Ligue para um centro de controle de informação toxicológica ou busque um médico imediatamente.
P321: Tratamento específico é necessário.
P310: Chamar imediatamente a um CENTRO de informação toxicológica ou a um médico.
P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se você usar e é fácil. Continue enxaguando.
P390: Absorver o derramamento para que não danifique outros materiais.

2.3 Outros perigos que não contribuem para a classificação

PBT: -
vPvB: -
ED: -

SEÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Substância	Número CAS	Número EC	Conteúdo (%)	Classificação de acordo com o Regulamento No. 1272/2008 (CLP) da UE
-	-	-	-	-

3.2 Mistura

Componentes	Número CAS	Número EC	Conteúdo (%)	Classificação de acordo com o Regulamento No. 1272/2008 (CLP) da UE
Hidróxido de potássio	994-36-5	213-618-2	5	Irrit. Cutâneo Cat. 1A (C ≥ 5 %); H314: Causa queimaduras graves nos olhos e pele. Irrit. Cutâneo Cat. 1B (2 % ≤ C < 5 %); H314: Causa queimaduras graves nos olhos e pele. Irrit. Cutâneo Cat. 2 (0,5 % ≤ C < 2 %); H315: Provoca irritação cutânea Irrit. Ocular Cat. 2 (0,5 % ≤ C < 2 %); H319: Provoca irritação ocular grave Corrosivo para os metais Cat.1 H290: Pode ser corrosivo para os

	metais			
Citrato de sódio	68-04-2	200-675-3	1	Não atende aos critérios de classificação

SEÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrição dos primeiros socorros

Recomendações gerais:	Não deixe a vítima desacompanhada. Não administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte um médico.
Se inalado:	Transportar a vítima para o exterior e mantê-la em repouso numa posição que facilite a respiração. Consulte um médico.
Após o contato com a pele:	Lave imediatamente a pele com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.
Após o contato com os olhos:	Enxaguar imediatamente com água em abundância nos olhos e sob as pálpebras por pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.
Após a ingestão:	Não induzir vômitos. Enxágue a boca com água. Beba muita água. Consulte um médico.

4.2 Sintomas/efeitos maiores, agudos e tardios

Nenhuma informação disponível

4.3 Indicação da necessidade de atendimento médico imediato e tratamento especial necessário

Notas ao médico:	Tratar sintomaticamente
------------------	-------------------------

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção:

Meios de extinção apropriados:	Sem restrições
Meios de extinção inadequados:	Sem restrições

5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura:

Produtos de combustão perigosos:	Nenhuma informação disponível
Outros:	Nenhuma informação disponível

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, use um aparelho respiratório autônomo que exija pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de proteção total completo.

SEÇÃO 6: Medidas em caso de derrame acidental

6.1 Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Use equipamentos de proteção individual recomendados. Não toque ou ande sobre o produto derramado.

6.1.2 Para o pessoal dos serviços de emergência

Use equipamentos de proteção individual recomendados. Não toque ou ande sobre o produto derramado.

6.2 Precauções ambientais

Evite entrar em esgotos, porões e poços, ou qualquer lugar onde seu acúmulo possa ser perigoso. Notificar as autoridades se o produto entrar em ralos ou águas públicas. Informação ecológica na seção 12.

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza

Absorva o líquido com um material inerte (por exemplo, vermiculita, areia seca, terra) e coloque em um recipiente de resíduos químicos para descarte. Lave cuidadosamente a área do derramamento. Evite a formação de poeiras.

6.4 Referência a outras seções

Se aplicável, consulte a Seção 8 (Controles de Exposição/Proteção Pessoal) e a Seção 13 (Considerações sobre Eliminação).

SEÇÃO 7: Manipulação e armazenamento

7.1 Precauções para uma manipulação segura

Não manipule a substância antes de ler e compreender todas as precauções de segurança.

Utilize equipamento de proteção individual (ver seção 8). Evite o contato com pele, olhos e roupas. Evite inalação e ingestão. Evite a formação de poeiras.

Respeite as práticas de higiene e segurança. Não coma, beba ou fume enquanto utilize o produto. Antes de reutilizar a roupa ou luvas contaminadas, certifique-se de lavá-los. Lave as mãos com frequência.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas: Garantir ventilação adequada.

Condições de armazenamento: Armazene conforme indicado no rótulo. Manter em local arejado. Armazene em local bem ventilado e seco. Mantenha o recipiente bem fechado. Proteja da luz solar. As instalações elétricas e os materiais de trabalho devem estar de acordo com as normas de segurança.

Materiais incompatíveis: Metais (Cobre, Ferro, Aço, ligas)

Materiais de embalagem: Armazene sempre o produto em um recipiente do mesmo material do recipiente original. Recomenda-se que o recipiente seja feito de polietileno.

7.3 Usos finais específicos

Material para uso em laboratório.

SEÇÃO 8: Controles de Exposição / Proteção Pessoal

8.1 Parâmetros de controle

Este produto, conforme previsto, não contém materiais perigosos com limites ocupacionais definidos pela Agência Reguladora do país de destino.

8.2 Controle da exposição

Medidas de engenharia: Fontes de emergência para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança devem estar disponíveis em áreas com risco potencial de exposição.

Proteção pessoal:

- Óculos de segurança
- Luvas adequadas
- Vestuário de proteção adequado que evite a exposição da pele
- Não são necessários equipamentos de proteção respiratória

SEÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Estado físico:	Líquido
Cor:	Nenhuma informação disponível
Odor:	Nenhuma informação disponível
Limiar olfativo:	Nenhuma informação disponível
pH:	> 7

CMD 80 Detergent

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Ponto de fusão:	Nenhuma informação disponível
Ponto/intervalo de fusão:	Nenhuma informação disponível
Ponto/intervalo de ebulição:	Nenhuma informação disponível
Inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível
Limite superior de inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível
Limite inferior de inflamabilidade:	Nenhuma informação disponível
Ponto de fulgor:	Nenhuma informação disponível
Temperatura de autoignição:	Nenhuma informação disponível
Viscosidade:	Nenhuma informação disponível
Solubilidade em água:	Solúvel
Solubilidade em outros solventes:	Nenhuma informação disponível
Coeficiente de partição octanol/água:	Nenhuma informação disponível
Pressão de vapor:	Nenhuma informação disponível
Densidade relativa:	Nenhuma informação disponível
Densidade relativa do vapor:	Nenhuma informação disponível

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Reatividade:	Sem reações perigosas conhecidas em condições normais de utilização.
Estabilidade química:	Nenhuma reação perigosa se manuseada e armazenada em conformidade com as disposições.
Possibilidade de reações perigosas:	Estável sob as condições de armazenamento recomendadas.
Condições que devem ser evitadas:	Nenhuma informação disponível.
Materiais incompatíveis:	Agentes oxidantes fortes, ácidos, metais pesados e seus sais.
Produtos de decomposição perigosa	Não se decompõe quando utilizado para as utilizações previstas.

SEÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos de acordo com a Regulamentação (CE) n.º 1272/2008**

Toxicidade aguda (oral):	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Toxicidade aguda (cutânea):	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Toxicidade aguda (inalação):	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Corrosão/Irritação cutânea:	Categoria 1A
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Categoria 1
Mutagenicidade em células germinativas:	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Toxicidade para a reprodução:	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Toxicidade sistêmica específica de órgãos-alvo – única exposição	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Toxicidade sistêmica específica de órgãos-alvo – exposição crônica	Não classificado com base nas informações disponíveis.
Risco de aspiração:	Não classificado com base nas informações disponíveis.

11.2 Informação relacionada com outros perigos

Propriedades desreguladoras endócrinas:	Nenhuma informação disponível.
Outras propriedades:	Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade:	Nenhuma informação disponível.
Persistência e degradação:	Nenhuma informação disponível.
Potencial de bioacumulação:	Nenhuma informação disponível.

CMD 80 Detergent

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Mobilidade no terreno:	Nenhuma informação disponível.
Valoração PBT/mPmB	Nenhuma informação disponível.
Propriedades de desregulação endócrina:	Nenhuma informação disponível.
Outras propriedades:	Nenhuma informação disponível.
Informação adicional:	Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Produto:	Os resíduos não devem ser lançados na rede de esgoto. Consultar as regulamentações locais, regionais e nacionais sobre eliminação de resíduos perigosos para garantir a eliminação adequada.
Frascos contaminados:	Descarte-os vazios e de acordo com as normas locais vigentes. Não os reutilize.
Águas residuais:	Tratar de acordo com as regulamentações locais, regionais e nacionais.

SEÇÃO 14: Informação relativa ao transporte**14.1 Número ONU ou número ID**

Não classificado como produto perigoso.

14.2 Designação oficial de transporte das Nações Unidas

Não é classificado como um produto perigoso.

14.3 Classe(s) de perigo de transporte

Não classificado como produto perigoso.

14.4 Grupo de embalagem

Não é classificado como um produto perigoso.

14.5 Riscos ambientais

Não classificado como produto perigoso.

14.6 Precauções especiais para os utilizadores

Mercadorias seguras de acordo com ADR/RID, ADN, Code-IMDG, ICAO/IATA-DGR

14.7 Transporte marítimo a granel ao abrigo dos instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto fornecido.

SEÇÃO 15: Informações regulatórias**15.1 Regulamentos e legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância ou mistura**

Nenhuma informação disponível.

15.2 Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações ou relatórios de segurança química para esta substância/mistura.

15.3 Referência regulamentar

Directiva n.º 98/24/CE do Conselho

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho

Regulamento (CE) n.º 878/2020 do Parlamento Europeu e do Conselho

Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, quinta edição revisada, 2013 (GHS 2013 - ST/SG/AC 30/10/Rev. 5)

SEÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas aqui são baseadas em nosso conhecimento atual. Caracteriza o produto com respeito às precauções de segurança correspondentes. Não garante as propriedades do produto. As informações referem-se apenas ao material especificado e não podem ser válidas para esse material quando usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo, a menos que indicado no texto.

CMD 80 Detergent

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

O destinatário do produto é responsável por garantir que as leis e regulamentos aplicáveis sejam cumpridos.

• FIM DA FICHA DE SEGURANÇA •